Instrukcja bezpieczeństwa – Mikroskop edukacyjny dla dzieci 100X / 400X / 1200X

Wiek użytkownika: 6+
Zasilanie: 2 × bateria AA 1,5 V – brak w zestawie
Oświetlenie: LED

- Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia.
- Zalecane użytkowanie pod nadzorem osoby dorosłej, szczególnie podczas przygotowywania preparatów.
- Nie patrzeć przez mikroskop bezpośrednio na słońce ani inne bardzo silne źródła światła. Grozi to uszkodzeniem wzroku.
- Nie kierować światła LED bezpośrednio w oczy.
- Nie wkładać do ust elementów mikroskopu, akcesoriów ani próbek.
- W przypadku korzystania ze szkiełek preparatowych zachować szczególną ostrożność. Pęknięte lub wyszczerbione szkiełka mogą powodować skaleczenia.
- Uszkodzone elementy należy natychmiast wycofać z użytkowania.
- Nie używać do doświadczeń substancji toksycznych, żrących, łatwopalnych ani innych niebezpiecznych środków chemicznych.
- Nie spożywać próbek ani materiałów wykorzystywanych podczas obserwacji.
- Po zakończeniu eksperymentów dokładnie umyć ręce.
- Nie rozkręcać obudowy ani nie ingerować w elementy elektroniczne urządzenia.
- Chronić mikroskop przed wodą, wilgocią, wysoką temperaturą i ogniem.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Bezpieczeństwo baterii

- Urządzenie wymaga **2 baterii AA 1,5 V**.
- Montaż i wymianę baterii powinna wykonywać lub nadzorować osoba dorosła.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości „+” i „–”.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii.
- Nie mieszać różnych typów baterii.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Nie zwierać zacisków zasilania.
- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Jeśli mikroskop nie będzie używany przez dłuższy czas, baterie należy wyjąć.

Przechowywanie i konserwacja

- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych detergentów ani rozpuszczalników.
- Soczewek nie dotykać palcami; czyścić je delikatną ściereczką do optyki.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Elementy opakowania, folie i zabezpieczenia transportowe należy usunąć przed przekazaniem produktu dziecku.

Ostrzeżenie: Zabawka edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku **6+**. Niewłaściwe użytkowanie mikroskopu, baterii lub elementów szklanych może prowadzić do urazu. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.